

E 139/1

Complément

pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 200 mm.



- Convient pour les tubes à essai jusqu'à 12 x 200 mm
- Réparti dans 6 compartiments
- Largeur de mailles de 9 x 9 mm
- Utilisable dans le panier inférieur
- Comportant le couvercle A 13

Code EAN: 4002514231082 / Numéro de matériel: 06907660 / Ancien Numéro de matériel: 69513902D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les tubes à essai	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	6
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des tubes à essai	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	200
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	243
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	230
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	245
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	265
Poids net en kg	1,26
Poids brut en kg	1,29
<b>Accessoires</b>	
Couvercles A 13 [nombre]	1