


KFR 9000

Porte-bouteilles

pour le stockage sûr et peu encombrant des bouteilles dans le réfrigérateur.



Code EAN: 4002514270203 / Numéro de matériel: 06962260 /
Ancien Numéro de matériel: 36996040EU1

- Pour combinés réfrigérateurs-congérateurs KFN 2x1xx
- Pour une conservation à l'horizontale sans vibrations, par ex. pour le vin
- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- En métal chromé
- Pour neuf bouteilles max. selon la taille et la forme