

GP MI X 0011 W

Tissu en microfibre tous usages, x 1  
pour un nettoyage plus efficace et sans aucun risque pour l'utilisateur.

Code EAN: 4002514299204 / Numéro de matériel: 07006550 /  
Ancien Numéro de matériel: 22996171EU1



- extrêmement souple et résistant aux déchirures
- Fort pouvoir nettoyant grâce à son tissu en microfibres ultra-fin
- S'utilise sec ou humide, avec ou sans produit nettoyant
- Lavable à 60 ° jusqu'à 500 fois
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité