

B 990

Repassouse

avec une pression élevée et un large rouleau pour de meilleurs résultats.



- Pas d'effort grâce à une pression élevée
- Repassage pratique de grandes pièces de linge : large rouleau
- Rythme de travail individuel avec vitesse de repassage variable
- Vêtements difficiles à repasser : bout du rouleau libre

Code EAN: 4002514463100 / Numéro de matériel: 07246480 /  
Ancien Numéro de matériel: 13099002F

<b>Design</b>	
Coloris	Blanc lotus
<b>Repassage parfait</b>	
Choix de la température en fonction du textile	•
Pression d'appui élevée en N/cm <sup>2</sup>	0,35
Tablette facilitant l'introduction du linge	•
Grand espace d'empilement sur la table de repassage	•
Tringle de suspension pour refroidissement sans formation de plis	•
<b>Gain de temps</b>	
Largeur du cylindre de repassage en mm	830
Vitesse du cylindre réglable	•
Garniture du cylindre absorbant l'humidité	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Possibilité de repasser, assis(e), sans effort	•
Extrémité du cylindre libre	•
Bandeau de commande clair	•
Mécanisme de pliage confortable	•
Transport facile grâce aux quatre roulettes	•
<b>Sécurité</b>	
Protection des doigts automatique	•
Déverrouillage d'urgence	•
Bonne stabilité	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	985
Dimensions en mm (hauteur)	959
Dimensions en mm (profondeur)	380
Dimensions en mm (largeur), repliée	500
Dimensions en mm (hauteur), repliée	1055
Dimensions en mm (profondeur), repliée	380
Puissance totale de raccordement en kW	3,10
Fréquence en Hz	50-60
<b>Accessoires fournis</b>	
Film adhésif pour sélecteur de température	•