

TK 180
Panier de séchage
pour suspendre dans le sèche-linge.



- Convient à PT 5186 et PT 7186
- Pour le séchage des textiles délicats
- Idéal pour le séchage des textiles type chaussures de sport

Code EAN: 4002514715698 / Numéro de matériel: 07289550 /
Ancien Numéro de matériel: 59018001D

Famille produit	
Sèche-linge	•
Famille produit/accessoire	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PWT 6089	•
Catégorie de produit	
Panier de séchage	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	475
Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net [kg]	0,96
Poids brut en kg	2,94