

FP ED

Plaque de filtre

réutilisable, en inox, pour le traitement des canules étroites.



- Pour éviter tout blocage lié aux plus petites particules
- Retraitement simple pour une utilisation prolongée

Code EAN: 4002514494548 / Numéro de matériel: 07290770 /
Ancien Numéro de matériel: 69751202D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Filtres	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1
Dimension extérieure, largeur nette en mm	33
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	33
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Diamètre en mm	30
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,00