


KFR 10055

Porte-bouteilles

un gain de place pour ranger vos bouteilles en toute sécurité.

Code EAN: 4002514522265 / Numéro de matériel: 07316060 /
Ancien Numéro de matériel: 38991055EU1



- Adapté pour tous les réfrigérateurs posables / combinés
- Modèle K 10 000 de 55 cm de large
- Pour 5 bouteilles maximum.
- Pour une conservation à l'horizontale sans vibrations, par ex. pour le vin
- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux