


KFR 10061

Porte-bouteilles

pour le stockage sûr et peu encombrant des bouteilles dans le réfrigérateur.

Code EAN: 4002514522289 / Numéro de matériel: 07316080 /
Ancien Numéro de matériel: 38991061EU1



- Adapté pour tous les réfrigérateurs posables / combinés
- K 10 000 et 20 000 sans zone PerfectFresh Largeur 60 cm
- Pour une conservation à l'horizontale sans vibrations, par ex. pour le vin
- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Pour neuf bouteilles max. selon la taille et la forme