


KFR 10067

Porte-bouteilles

pour le stockage sûr et peu encombrant des bouteilles dans le réfrigérateur.

Code EAN: 4002514522296 / Numéro de matériel: 07316090 /  
Ancien Numéro de matériel: 38991067EU1



- Pour une conservation à l'horizontale sans vibrations, par ex. pour le vin
- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Adapté pour tous les réfrigérateurs posables / combinés
- Modèle K 10 000 de 60 cm de large avec zone PerfectFresh
- Pour neuf bouteilles max. selon la taille et la forme