

O 173/1

Panier supérieur

pour la prise en charge optimale des sabots de bloc opératoire.



- Convient pour (Wert)8 sabots de bloc opératoire jusqu'à la taille 41
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Aimant pour utilisation capteur bras lavage sur PG 8535, PG 8536

Code EAN: 4002514556222 / Numéro de matériel: 07333090 /  
Ancien Numéro de matériel: 69117302D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour sabots de bloc OP	•
Panier supérieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des sabots de bloc OP	•
<b>Capacité</b>	
Sabots de bloc OP [nombre]	8
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	195
Dimension extérieure, largeur nette en mm	531
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	475
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	540
Dimension extérieure, largeur brute en mm	270
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	525
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,30