

E 521/2  
Complément  
pour 7 pinces, d'orthodontie et d'extraction.



- Dimensions de compartiment : 21 x 80 mm
- Également adapté aux pinces, par ex. de podologie

Code EAN: 4002514616438 / Numéro de matériel: 07476430 /  
Ancien Numéro de matériel: 68552103D

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Famille produit</b>                           |           |
| Laveurs-désinfecteurs                            | •         |
| Laveurs-désinfecteurs, médical                   | •         |
| <b>Accessoires</b>                               |           |
| G 7831   | •         |
| PG 8581  | •         |
| PG 8591  | •         |
| PWD 8531   | •         |
| PWD 8532   | •         |
| PWD 8534   | •         |
| <b>Catégorie de produit</b>                      |           |
| Complément/module pour les instruments dentaires | •         |
| <b>Caractéristiques produit</b>                  |           |
| Matériau   | Inox      |
| Couleur  | Inox      |
| <b>Domaine d'application</b>                     |           |
| Traitement des instruments dentaires             | •         |
| <b>Capacité</b>                                  |           |
| Pinces [nombre]                                  | 7         |
| <b>Raccordement électr. standard</b>             |           |
| Nombre de phases                                 | 0         |
| Tension en V                                     | 0-0       |
| Fréquence en Hz                                  | 0-0       |
| Puissance totale de raccordement en kW           | 0,00-0,00 |
| Protection par fusible en A                      | 0-0       |
| <b>Dimensions et poids</b>                       |           |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm        | 135       |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm        | 100       |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm     | 189       |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm        | 120       |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm        | 175       |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm     | 220       |
| Poids net en kg                                  | 0,42      |
| Poids brut en kg                                 | 0,46      |