

Cloison bouteilles  
Support à bouteilles  
pour le panier inférieur des lave-vaisselle

Code EAN: 4002514855059 / Numéro de matériel: 07549120 /  
Ancien Numéro de matériel:



- pour la prise en charge optimale de biberons, bouteilles, etc.
- nettoyage parfait grâce au positionnement vertical
- La fixation du support à bouteilles réf. 7506601 est nécessaire
- pour G4xxx, G5xxx, G6xxx
- Pour G5xxx, utilisable pour appareils jusqu'à 12/2016 seulement