

E 936

Complément

pour la prise en charge optimale de 15 poignées scialytiques max.



Code EAN: 4002514811260 / Numéro de matériel: 07759480 /
Ancien Numéro de matériel: 69593601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Poignées d'éclairage [nombre]	15
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	90
Dimension extérieure, largeur nette en mm	245
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	500
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	130
Dimension extérieure, largeur brute en mm	275
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	0,50
Poids brut en kg	0,92