

E 499

Dispositif de rinçage

pour la prise en charge de canules d'aspiration, de rinçage et en verre.



- Différents racc. possibles pour canules aspiration et rinçage
- Compatible avec les chariots de chargement avec buses à injection

Code EAN: 4002514811482 / Numéro de matériel: 07759500 / Ancien Numéro de matériel: 69549901D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Douille de rinçage	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	30
Dimension extérieure, largeur brute en mm	110
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,20
Poids brut en kg	0,23