

APH 303

Rallonge

3 m, pour prolonger le câble de raccordement type 1 et 2.



Code EAN: 4002514940533 / Numéro de matériel: 07951430 /
Ancien Numéro de matériel: 68815301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Stérilisateurs compacts	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Caractéristiques produit	
Couleur	Gris
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des lames	•
Traitement des butyromètres	•
Traitement des bouteilles de perfusion/pharmacie	•
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des plaques/plateaux	•

APH 303

Rallonge

3 m, pour prolonger le câble de raccordement type 1 et 2.



Code EAN: 4002514940533 / Numéro de matériel: 07951430 /

Ancien Numéro de matériel: 68815301D

Traitement des compléments à mailles	•
--------------------------------------	---

Traitement des éprouvettes graduées	•
-------------------------------------	---

Traitement des contenants, par ex. contenant de la chaux	•
--	---

Traitement de divers ustensiles	•
---------------------------------	---

Dimensions et poids	
----------------------------	--

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
---	---

Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
---	---

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
--	---

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
---	----

Dimension extérieure, largeur brute en mm	180
---	-----

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
--	-----

Poids net en kg	0,16
-----------------	------

Poids brut en kg	0,16
------------------	------