

APH 303

Rallonge

3 m, pour rallonge du câble de raccordement APH 301 et APH 302.



Code EAN: 4002514940533 / Numéro de matériel: 07951430 /

Ancien Numéro de matériel: 68815301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Stérilisateurs compacts	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des lames	•
Traitement des butyromètres	•
Traitement des bouteilles de perfusion/pharmacie	•
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•

APH 303

Rallonge

3 m, pour rallonge du câble de raccordement APH 301 et APH 302.



Code EAN: 4002514940533 / Numéro de matériel: 07951430 /

Ancien Numéro de matériel: 68815301D

Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des plaques/plateaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Traitement des contenants, par ex. contenant de la chaux	•
Traitement de divers ustensiles	•

Caractéristiques produit

Couleur Gris

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	180
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,16
Poids brut en kg	0,17