


E 807

Complément

pour la prise en charge optimale de (Wert)3 compléments à mailles ou haricots.



- 4 supports ((Wert)3 mm

Code EAN: 4002514951638 / Numéro de matériel: 07984220 /  
Ancien Numéro de matériel: 69580701D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les compléments à mailles	•
Complément pour haricots/cuvettes	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	3
Écart entre les supports en mm	68
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Capacité</b>	
Divers compléments à mailles [nombre]	3
Haricots [nombre]	3
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	144
Dimension extérieure, largeur nette en mm	140
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	290
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	480
Dimension extérieure, largeur brute en mm	320
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	130
Poids net en kg	0,31
Poids brut en kg	0,47