

DGG 14

Récipient cuisson vapeur non perforé
pour la préparation des plats en sauce, bouillons ou plats cuits à l'eau (par ex. riz, pâtes).

Code EAN: 4002513547856 / Numéro de matériel: 08019972 /
Ancien Numéro de matériel: 22899612D



- Dimension extérieure L x P : 325 x 265 mm
- Contenance : 1,5 l, capacité utile : 0,9 l
- En inox
- Dimensions extérieures L x P x H : 325 x 176 x 40 mm
- Pour le plat de cuisson à la vapeur DGG 3
- Inox traité, épaisseur 0,6 mm
- Accessoires professionnels de production européenne