

DGG 20

Récipient cuisson vapeur non perforé
pour la préparation des plats en sauce, bouillons ou plats cuits à l'eau (par ex. riz, pâtes).

Code EAN: 4002515060650 / Numéro de matériel: 08246340 /
Ancien Numéro de matériel: 23996112D



- Contenance : 2,4 l, capacité utile : 1,8 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 450 x 190 x 40 mm
- Inox traité, épaisseur 0,6 mm
- Accessoires professionnels de production européenne
- Dimensionné sur mesure pour les fours vapeur combinés Miele