

DGGL 12

Plats de cuisson vapeur perforé
pour blanchir ou cuire des légumes, poissons, viandes, pommes de terre, etc.

Code EAN: 4002514849904 / Numéro de matériel: 08249430 /
Ancien Numéro de matériel: 23996108D



- Contenance : 5,4 l, capacité utile : 3,3 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 448 x 386 x 40 mm
- Inox traité, épaisseur 0,6 mm
- Accessoires professionnels de production européenne
- Dimensionné sur mesure pour les fours vapeur combinés Miele