

DGGL 13

Plats de cuisson vapeur perforé

pour blanchir ou cuire des légumes, poissons, viandes, pommes de terre, etc.

Code EAN: 4002514849928 / Numéro de matériel: 08279450 /  
Ancien Numéro de matériel: 23996110D



- Contenance : 3,3 l. ; capacité utile : 2,0 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 354 x 325 x 40 mm
- Inox traité, épaisseur 0,6 mm
- Accessoires professionnels de production européenne