

E 806/1

Complément

pour la prise en charge optimale de 8 demi-plateaux.



- 9 supports (Wert)8 mm
- Taille max. de plateau 290 x 30 mm

Code EAN: 4002514969718 / Numéro de matériel: 09013220 /  
Ancien Numéro de matériel: 69580603D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les plaques/plateaux	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	8
Écart entre les supports en mm	37
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	114
Dimension extérieure, largeur nette en mm	305
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	348
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125
Dimension extérieure, largeur brute en mm	330
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	0,71
Poids brut en kg	0,84