

HBB 51

Plat de cuisson d'origine Miele
avec la finition PerfectClean.

Code EAN: 4002515261224 / Numéro de matériel: 09519690 /
Ancien Numéro de matériel: 22996244D



- pour réussir cakes, pâtisseries & gâteaux peu épais, etc.
- S'utilise avec les rails FlexiClips ou directement sur la grille
- Rien n'accroche : finis le graissage et le papier sulfurisé
- Nettoyage très simple grâce à la finition PerfectClean
- Pour Dialog Oven Miele et appareils H 2000 avec enceinte de 56 l
- Dimensions : 41,5 cm x 34,95 cm x 2,2 cm