

HUBB 71

Plat universel d'origine Miele
avec la finition PerfectClean.

Code EAN: 4002515261286 / Numéro de matériel: 09519840 /
Ancien Numéro de matériel: 22996250D



- Bac de récupération de jus/graisse de viande lors de la cuisson
- À utiliser ensemble avec le plat multi-usages lors de la cuisson
- S'utilise avec les rails FlexiClips ou directement sur la grille
- Pour les générations H 2000/6000/7000 et DGC 6000/7000
- Dimensions : 44,8 cm x 38,6 cm x 3,475 cm
- Nettoyage très simple grâce à la finition PerfectClean