

HUBB 91

Plat universel d'origine Miele
avec la finition PerfectClean.

Code EAN: 4002515261354 / Numéro de matériel: 09520680 /
Ancien Numéro de matériel: 22996257D



- Bac de récupération de jus/graisse de viande lors de la cuisson
- À utiliser ensemble avec le plat multi-usages lors de la cuisson
- S'utilise avec les rails FlexiClips ou directement sur la grille
- Pour les appareils de 90 cm de large des générations H 2xxx/H 6xxx/H 7xxx
- Dimensions : 72 cm x 36,55 cm x 5,6 cm
- Nettoyage très simple grâce à la finition PerfectClean