


KFR 30060 PF

Porte-bouteilles

un rangement de bouteilles en toute sécurité et très peu encombrant.

Code EAN: 4002515357545 / Numéro de matériel: 09552700 /  
Ancien Numéro de matériel: 36996047D



- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Pour une conservation à l'horizontale sans vibrations, par ex. pour le vin
- En métal chromé
- Adapté pour les réfrigérateurs K 30 000 avec PerfectFresh
- Pour neuf bouteilles max. selon la taille et la forme