

A 100 Panier supérieur pour le traitement optimal des modules à injection ou des compléments.



- Panier supérieur pour deux modules complémentaires
- Pour 2 modules à injection ou compléments max.
- Fermeture automatique du couplage en cas de non-utilisation
- Hauteur chargement avec module + supports plastique 190 mm
- Dimensions de chargement : largeur 489, longueur 440 mm

Code EAN: 4002515460610 / Numéro de matériel: 09862320 / Ancien Numéro de matériel: 69610000D

Ancient Numero de materiei. 09010000D	
Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8504	
PG 8583	<u>•</u>
PG 8583 CD	<u> </u>
PG 8593	<u> </u>
Catégorie de produit	
Panier avec modules complémentaires	<u> </u>
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	141
Dimension extérieure, largeur nette en mm	525
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	528
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	170
Dimension extérieure, largeur brute en mm	555
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	565
Poids net en kg	2,80
Poids brut en kg	3,49