


A 101

Panier supérieur

réglable en hauteur, pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur chargement 160 +/- 30 mm, largeur 475 mm, prof. 443 mm
- Avec bras de lavage intégré

Code EAN: 4002515460627 / Numéro de matériel: 09862340 / Ancien Numéro de matériel: 69610100D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8063	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier supérieur	•
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement de divers ustensiles	•
Traitement des appareils respiratoires	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	206
Dimension extérieure, largeur nette en mm	528
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	527
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	230
Dimension extérieure, largeur brute en mm	555
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	580
Poids net en kg	3,00
Poids brut en kg	3,79