


A 103

Panier supérieur

pour une prise en charge optimale des compléments.



- Hauteur de chargement de : (Wert)95 mm mm, largeur 505 mm, profondeur 472 mm
- Convient au traitement des compléments à mailles DIN
- Convient à d'autres applications à faible hauteur de charge
- Utilisable en combinaison avec le chariot A 202
- Avec bras de lavage intégré

Code EAN: 4002515460641 / Numéro de matériel: 09862370 / Ancien Numéro de matériel: 69610300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Hauteur de chargement maximale en mm	95
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Complément à mailles DIN [nombre]	2
Complément à mailles SPRI [nombre]	1
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	133
Dimension extérieure, largeur nette en mm	528
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	528
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	170
Dimension extérieure, largeur brute en mm	545
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	3,50
Poids brut en kg	4,57