


A 104

Panier supérieur

pour une prise en charge des instruments de MIC, d'arthroscopie et d'urologie.



- Côté droit pour la prise en charge de (Wert)11 instruments à cavité
- Points de connexion Luer-Lock suppl. pour instruments à cavité
- Avec bras lavage : compléments à mailles ajustables sur bâti inf.

Code EAN: 4002515460658 / Numéro de matériel: 09862380 / Ancien Numéro de matériel: 69610400D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Panier pour instruments MIC	•
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Capacité	
Complément à mailles DIN [nombre]	1
Instruments avec lumen [nombre]	11
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	332
Dimension extérieure, largeur nette en mm	528
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	526
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	4,00
Poids brut en kg	6,50