

A 202

Chariot

pour la prise en charge optimale de (Wert)4 compléments à mailles DIN.



- Convient pour (Wert)4 compléments à mailles DIN sur 2 niveaux
- Cadre d'accueil : amovible pour le traitement des charges hautes
- 6 possibilités de raccordement suppl. avec connexion Luer-Lock.
- Avec bras de lavage intégré
- La hauteur de chargement des différents niveaux est différente

Code EAN: 4002515460719 / Numéro de matériel: 09862440 / Ancien Numéro de matériel: 69620200D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot de chargement pour compléments	•
Chariot de chargement pour compléments à mailles	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
<b>Capacité</b>	
Complément à mailles DIN [nombre]	4
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	223
Dimension extérieure, largeur nette en mm	529
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	542
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	235
Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	5,50
Poids brut en kg	6,74