

A 203
Chariot
pour la prise en charge optimale des instruments de MIC.



- Convient à prise en charge de E 451, E 457, E 460, E 473, E 444

Code EAN: 4002515460726 / Numéro de matériel: 09862450 /
Ancien Numéro de matériel: 69620300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour instruments CMI	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	520
Dimension extérieure, largeur nette en mm	529
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	542
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	9,40
Poids brut en kg	11,00
Accessoires	
E 336 Douille de rinçage MIBO, Ø 11 mm, longueur 121 mm [nombre]	3
E 362 Vis d'obturation [nombre]	2
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec embout Ø 6 mm [nombre]	15
E 443 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec embout Ø 10 mm [nombre]	5
E 445-12 capuchons pour douille de rinçage E 442, ouverture avec Ø 6 mm [nombre]	1
E 446-12 capuchons pour douille de rinçage E 443, ouverture avec Ø 10 mm [nombre]	1
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	3
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	6
E 449 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	5
E 451 Complément 1/6 Complément à mailles [nombre]	1
E 452 Gicleur à injection 2,5 x 60 mm [nombre]	3
E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec patte de maintien [nombre]	8
E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre]	6

A 203
Chariot
pour la prise en charge optimale des instruments de MIC.



Code EAN: 4002515460726 / Numéro de matériel: 09862450 /
Ancien Numéro de matériel: 69620300D

E 456 Écarteurs pour instruments chirurgicaux faiblement invasifs [nombre]	4
E 464 Logement pour gicleur à injection E 454 [nombre]	3