


A 303

Module

pour la prise en charge optimale de jusqu'à (Wert)98 pipettes.



- Convient par exemple à 98 pipettes jaugées et graduées
- Hauteur du cadre de support : 150 mm
- Une pièce utilisable dans les paniers A 150 et APLW 106
- Hauteur de chargement sans panier supérieur 450 mm (avec panier inférieur A 150)

Code EAN: 4002515460825 / Numéro de matériel: 09862560 / Ancien Numéro de matériel: 69630300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les pipettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	98
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	185
Dimension extérieure, largeur nette en mm	222
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	471
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	2,50
Poids brut en kg	3,50