


A 304

Module

pour la prise en charge optimale de jusqu'à (Wert)98 petits tubes.



- Convient par ex. 98 tubes à centr., flacons & tubes à essai.
- Hauteurs de chargement sont différentes selon le positionnement
- Respectivement une pièce utilisable dans les paniers A 100, A 150 & APLW 106

Code EAN: 4002515460832 / Numéro de matériel: 09862570 / Ancien Numéro de matériel: 69630400D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les tubes à essai	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des tubes à essai	•
<b>Capacité</b>	
Flacons [nombre]	98
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	130
Dimension extérieure, largeur nette en mm	222
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	471
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	2,30
Poids brut en kg	3,30