

A 308

Complément

pour prise en charge de 34 semelles intérieures pour sabots de bloc opératoire.



- Convient pour 34 semelles max.
- Pour utilisation dans bâtis de panier supérieur et inférieur

Code EAN: 4002515460863 / Numéro de matériel: 09862600 / Ancien Numéro de matériel: 69630800D

| | |
|--|-----------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Accessoires | |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Catégorie de produit | |
| Complément pour sabots de bloc OP | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des sabots de bloc OP | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0-0 |
| Fréquence en Hz | 0-0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00-0,00 |
| Protection par fusible en A | 0-0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 71 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 475 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 445 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 270 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 525 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 540 |
| Poids net en kg | 1,17 |
| Poids brut en kg | 2,00 |