

A 801

Adaptateur

pour l'utilisation de AUF 1 et AUF 2 en combinaison avec le A 105/1.



Code EAN: 4002515460931 / Numéro de matériel: 09862940 /
Ancien Numéro de matériel: 69680100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Logement ou adaptateur pour instruments rotatifs	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	50
Dimension extérieure, largeur nette en mm	50
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	50
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,01