

A 803
Support
pour la prise en charge optimale des instruments rotatifs.



- Utilisable dans panier sup. A 105/1 avec tuyau filtration A 800
- Convient à de nombreuses pièces à main, contre-angles et turbines

Code EAN: 4002515460993 / Numéro de matériel: 09863100 /
Ancien Numéro de matériel: 69680300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Support	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	32
Dimension extérieure, largeur nette en mm	32
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	40
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	95
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	110
Poids net en kg	0,05
Poids brut en kg	0,09