

PG 8596

Armoire de doseur

Pour la prise en charge de produits chimiques et modules de dosage.



- 2 tiroirs pouvant être sortis pour bidons de 3 x 5 l
- Mesure interne : H 285-690 , L 250, P 425-555 mm
- 2 possibilités d'intégration pour le module de dosage par niveau
- Le bac collecteur permet une meilleure vidange du bidon

Code EAN: 4002515558324 / Numéro de matériel: 10087340 /
Ancien Numéro de matériel: 69859602D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	835
Dimension extérieure, largeur nette en mm	300
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	900
Dimension extérieure, largeur brute en mm	400
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Poids net en kg	26,50
Poids brut en kg	30,00