

UG 30-60/60-85

Socle, fermé

pour relever la machine, 60 cm de prof., 60 cm de larg.



- Convient pour les appareils largeur de 60, profondeur de 60 cm

Code EAN: 4002515558331 / Numéro de matériel: 10087350 /  
Ancien Numéro de matériel: 69306001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Base/socle	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	317
Dimension extérieure, largeur nette en mm	600
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	310
Dimension extérieure, largeur brute en mm	610
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	9,70
Poids brut en kg	11,10