


UG 30-90/60-85

Socle, fermé

pour relever machine, incl. armoire latérale, 60 cm prof., 90 cm larg.



- Convient pour les appareils largeur de 90, profondeur de 60 cm

Code EAN: 4002515558348 / Numéro de matériel: 10087360 /
Ancien Numéro de matériel: 69309001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	300
Dimension extérieure, largeur nette en mm	897
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	542
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	330
Dimension extérieure, largeur brute en mm	915
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	563
Poids net en kg	13,40
Poids brut en kg	15,00