

U HyClean 3D
Quatre sacs aspirateur Miele
pour Dynamic U1, S7.



Code EAN: 4002515580615 / Numéro de matériel: 10123250 /
Ancien Numéro de matériel: 41996586EU1

- Filtre plus de 99,9 % des particules de poussière fine
- Filtre plus de 99,9 % des particules de poussières fines
- Utilisation maximale du volume du sac
- Changement hygiénique du sac grâce à sa fermeture automatique
- Contenu : 4 sacs, 1 filtre pour moteur, 1 filtre évacuation
- Notamment pour Dynamic U1, S7