

UBS 1

Kit d'adaptation

pour utilisation des anciens supports de la gamme G 78 dans la nouvelle : PG 85.



- Pour anciens chariots de chargement avec raccordement de séchage

Code EAN: 4002515588970 / Numéro de matériel: 10131090 / Ancien Numéro de matériel: 69215014D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	75
Dimension extérieure, largeur nette en mm	235
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	165
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	240
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,10
Poids brut en kg	0,17