

UBS 2

Kit d'adaptation

pour utilisation de chariots à injection sélectionnés de la série G 78 à PG 85.



- Pour les anciens chariots d'injecteurs sans raccord de séchage

Code EAN: 4002515588987 / Numéro de matériel: 10131100 / Ancien Numéro de matériel: 69215015D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8583	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	90
Dimension extérieure, largeur nette en mm	129
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	295
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125
Dimension extérieure, largeur brute en mm	165
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	350
Poids net en kg	0,51
Poids brut en kg	0,71