

UBS 3

Kit d'adaptation

pour utilisation des anciens supports de la gamme G 78 dans la nouvelle : PG 85.



- Pour anciens supports de chargement sans raccordement de séchage
- Pour anciens supports de chargement avec conduite d'eau soudée

Code EAN: 4002515588994 / Numéro de matériel: 10131110 /

Ancien Numéro de matériel: 69215016D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Caractéristiques produit	
Couleur	Inox, Noir
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	90
Dimension extérieure, largeur nette en mm	305
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	176
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	310
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	210
Poids net en kg	0,59
Poids brut en kg	0,69