

MC/2

Chariots de transfert

réglable en hauteur, pour le chargement et le déchargement des laveurs-désinfecteurs .



- Équipé de 4 roulettes, dont 2 sont verrouillables
- 2 tablettes (en forme de cuvette), poignée et tôle d'ancrage

Code EAN: 4002515588628 / Numéro de matériel: 10138690 /  
Ancien Numéro de matériel: 69200109D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de rangement/transport	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1003
Dimension extérieure, largeur nette en mm	600
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	805
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1119
Dimension extérieure, largeur brute en mm	835
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1280
Poids net en kg	34,20
Poids brut en kg	52,40