

DGGL 50-40

Plats de cuisson vapeur perforé

pour les fours vapeur DG 7000 et les fours vapeur micro-ondes DGM 6000/7000.



Code EAN: 4002515603970 / Numéro de matériel: 10168190 /
Ancien Numéro de matériel: 23996119EU1

- Pour cuire légumes, poisson, viande et féculents sans bouillon
- Parfait pour la décongélation d'“aliments surgelés
- Contenance : 2,2 l, capacité utile : 1,6 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 375 x 197 x 40 mm
- Ne convient pas au mode micro-ondes !