

DGG 50-40

Récipient cuisson vapeur non perforé

pour les fours vapeur DG 7000 et les fours vapeur micro-ondes DGM 6000/7000.

Code EAN: 4002515603987 / Numéro de matériel: 10168200 /  
Ancien Numéro de matériel: 23996120EU1



- pour la préparation de plats en sauce, au bouillon ou à l'eau
- Par ex. pâtes, riz, soupes et gratins
- Contenance : 2,2 l, capacité utile : 1,6 l
- Dimensions extérieures L x P x H : 375 x 197 x 40 mm
- Ne convient pas au mode micro-ondes !