

DE-CS7-85

Dessus inox

pour couvercle sup. machine y compris armoire latérale, 70 cm prof., 90 cm larg.



Code EAN: 4002515648155 / Numéro de matériel: 10222780 /  
Ancien Numéro de matériel: 69216011D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Couvercle	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	15
Dimension extérieure, largeur nette en mm	700
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	900
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	790
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	990
Poids net en kg	14,45
Poids brut en kg	16,75