

GS SA 4502 P

Sel régénérant, 6 x 750 g

pour des performances optimales de votre lave-vaisselle Miele.

Code EAN: 4002515641255 / Numéro de matériel: 10248700 /
Ancien Numéro de matériel: 21995502EU1



- Recharges s'insérant parfaitement dans le compartiment à sel
- Grains extra-gros, idéal pour les lave-vaisselles Miele
- Protège le lave-vaisselle et la vaisselle du calcaire dangereux
- Une vaisselle totalement propre, tout simplement. Avec Miele.