

DKF 12-R

Filtre anti-odeurs AirClean Longlife régénérant  
pour un grand nombre de hottes Miele.

Code EAN: 4002515652510 / Numéro de matériel: 10271450 /  
Ancien Numéro de matériel: 28996362EU1



- Avec charbon actif, neutralise les odeurs de cuisine désagréables
- Il peut être régénéré très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Plus économique qu'un filtre à usage unique si changé régul.
- Contient : 1 filtre, dimensions : 25,6 x 23,3 x 4,3 cm